

BITTE MITBRINGEN

Für die Praxis-Blöcke 1 + 2 werden alle Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt:

Block 1:

Gruppe A:	Montag – Donnerstag	Otoplastik
Gruppe B:	Montag – Donnerstag	Anpassung

Block 2:

Gruppe B:	Montag – Donnerstag	Otoplastik
Gruppe A:	Montag – Donnerstag	Anpassung

Sie benötigen in Block 1 + 2 nur die für den jeweiligen Unterricht notwendigen Materialien.

Ca. 2 Wochen vor Kursbeginn können Sie telefonisch oder per Mail nachfragen, in welcher Gruppe Sie eingeteilt sind.

In den Blöcken 3 + 4 werden ALLE praktischen Prüfungsfächer unterrichtet und es ist notwendig, dass Sie ALLE Materialien zur Verfügung haben.

Folgende Materialien benötigen Sie:

OTOPLASTIK

SCHUTZBRILLE & MUNDSCHUTZ !!

Abdrucknahme:

- Wattetamponaden (Watte, Faden Schere)
- Otoskop
- Abdruckmasse (Inkjet-Pistole, Abformspritze, Anmischpalette, Spatel)
- Desinfektionsmittel

Beschneiden und Bearbeiten einer Abformung:

- Sonfrondel / Schwammstein
- großes Cuttermesser / Schere
- Schneidebrett

Ausarbeiten eines Ohrpasstückes

- Bohrersortiment
- Sandpapier

Rohlingsfertigung:

- Negativmaterial (Silikon transparent)
- Sekundenkleber
- Schallschlauch
- Acrylmaterial (Polymerpulver und Monomerflüssigkeit) erhältlich z.B. bei:
Egger Acryl/B Polymer (Pulver), transparent 500g, REF-Nummer: 33000
Egger Acryl/B Monomer (Flüssigkeit), Farbe: rosa-hautfarben, REF-Nummer: 33090

Seite 2 der Liste „bitte mitbringen“:

Messbox

Bitte bringen Sie zum Messbox-Unterricht Geräte incl. Kabel aus Ihrem Geräteprogramm mit

Anpassung

- Eigenes Geräteprogramm (Batterien, Kabel)

Drei Hersteller, inkl. Cros/BiCros, keine KL-Versorgung erforderlich

Hörgeräteprogramm: Bitte drei Kategorien anbieten: **Basis, Mittelklasse, Premium** mit jeweils vier unterschiedlichen Verstärkungsstufen: **Offen, Standard, Power, HP/UP**

Das Geräteprogramm kann folgendermaßen strukturiert werden:

Kategorie	Offen	Standard	Power	Ultrapower
Basis	- - -	- - -	- - -	- - -
Mittelklasse	- - -	- - -	- - -	- - -
Premium	- - -	- - -	- - -	- - -

- Provisorische Ohrpassstücke, evtl. 80% Otoplastiken
- Pflaster (zum Fixieren des Insituschlauches)
- Abdruckmasse (zum Abdichten der Provisorien), Typenreiniger
- Otoskop (Trichter)
- Desinfektionsmittel
- HG-Attrappen zur Beratung
- Schlauchweitezange, Schere
- Stethoclip
- Knete (z.B. Play Doh)